




Intended Use

IL Test™ AST/GOT is intended for the quantitative *in vitro* diagnostic determination of aspartate aminotransferase (AST) or glutamic oxalacetat transaminase, GOT) in human serum and plasma using the ILab Chemistry Systems. AST measurements are used in the diagnosis and treatment of certain types of liver and heart diseases. Refer to the publication "Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests;" for a summary of causes of increased and decreased AST.

Principle/Test Summary

Rate analysis. The reagent formulation is according to the recommendations of the IFCC.²



The rate of decrease in absorbance due to the oxidation of NADH to NAD⁺ is directly proportional to sample AST activity. Absorbance measurements are taken at 340 nm. The lactate dehydrogenase (LDH) included in the reagent eliminates interference from serum pyruvate.

Reactive Ingredients of Final Assay Mixture

| | |
|--|----------------|
| - 2-oxoglutarate | 12,0 mmol/L |
| - L-aspartate | 240 mmol/L |
| - Reduced nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) | > 0,180 mmol/L |
| - Lactate dehydrogenase (LDH) microbial | > 600 U/L |
| - Malate dehydrogenase (MDH) microbial | > 420 U/L |
| - Buffer Tris | pH 7.7 |

Precautions

Contains sodium azide (< 0.1%) that may form explosive azides in metal plumbing. Dilute with water prior to disposal. During disposal into sewerage flush with copious amounts of running water. Metal plumbing should periodically be decontaminated with 10% sodium hydroxide. Handle all specimens as potentially infectious for HIV or Hepatitis B. Avoid contact with skin and eyes (S24/25). Do not empty into drains (S29). Wear suitable protective clothing (S36). This product is For *in vitro* Diagnostic Use.

Reagent preparation

AST/GOT R1: Reconstitute the AST/GOT R1 container with 20 mL of AST/GOT Buffer. Do not shake or allow to foam. Allow the working reagent to stand for 30 minutes before use. Place into reagent tray (ILab 900/1800; place into reagent tray #1). Note: IFCC reference method recommends the use of pyridoxalphosphate as activator. Pyridoxalphosphate auxiliary reagent (PLP) is available separately (Cat. No. 0018162750). If this method is used, add 1.0 mL of prepared PLP to the working AST/GOT R1 reagent. AST/GOT R2: Reagent is ready-to-use. Place in reagent tray (ILab 900/1800; place in reagent tray #2).

Storage of Unopened Reagents

Refrigerated (2-8°C) until expire. See expiration date on the carton.

Working Reagent Storage and Stability


10 days on board with pyridoxalphosphate.
15 days on board without pyridoxalphosphate.

Verwendung

Zur quantitativen *in vitro* Bestimmung der Aktivität der Aspartat-Aminotransferase (ASAT/AST; bisherige Bezeichnung: Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, GOT) in Serum und Plasma mit dem Lab Analysensystem. Die Bestimmung der ASAT-Aktivität findet Verwendung in der Diagnose und Behandlung bestimmter Arten von Leber-und Herzerkrankungen. Eine Übersicht der klinischen Bedeutung erhöhter bzw. verringerter ASAT-Aktivitäten wurde von Friedmann *et al.*¹ zusammengestellt.

Testprinzip

Kinetisches Maßprinzip, IFCC-Empfehlungen.²



Die Absorptionenzunahme aufgrund der Oxidation von NADH zu NAD⁺ ist proportional zur ASAT-Aktivität in der Probe und wird mit Hilfe von Absorptionmessungen bei 340 nm quantifiziert. Störungen durch Serum-Pyruvat werden durch LDH im Reagenz eliminiert.

Aktive Bestandteileile

| | |
|------------------------------|----------------|
| Endkonzentrationen im Test | |
| - 2-Oxoglutarat | 12 mmol/L |
| - L-Aspartat | 240 mmol/L |
| - NADH | > 0,180 mmol/L |
| - Lactat-Dehydrogenase (LDH) | > 600 U/L |
| - Malat-Dehydrogenase (MDH) | > 420 U/L |
| - Puffer Tris | pH 7.7 |

Hinweis

Enthält Natriumazid (< 0,1%). In Abflußrohren aus Metall kann dies zur explosiven Bildung von Aziden führen. Vor der Entsorgung mit Wasser verdünnen. Während der Entsorgung mit reichlich Wasser spülen. Abflußrohre aus Metall sollten regelmäßig mit 10%-igem Natriumhydroxid entsauehen werden. Alle Proben wie potentiell infektiöses Material behandeln. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen (S 29). Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen (S36). Dieses Produkt ist nur für die *in vitro* Diagnostik geeignet.

Herstellung der Arbeitslösung

AST/GOT R1: Den Inhalt eines R1-Reagenzcontainers mit 20 mL AST/GOT Buffer rekonstituieren. Schaumbildung vermeiden. Die gebrauchsfertige Lösung für 30 Min. Behälter in Reagenzienhalter einsetzen (ILab 900/1800; Nr. 1). Bei der IFCC-Referenzmethode wird Pyridoxalphosphat (PLP) als Aktivator empfohlen. Pyridoxalphosphat ist als Zusatzreagenz (mit Gebrauchsanweisung) erhältlich (Best.-Nr. 0018162750). 1,0 mL der PLP Arbeitslösung mit AST/GOT R1 Arbeitslösung mischen. AST/GOT R2: Gebrauchsfertig. Behälter in Reagenzienhalter einsetzen (ILab 900/1800; Nr. 2).

Lagerung und Haltbarkeit des ungeöffneten Reagenz

Gekühlt lagern (2-8°C). Bei sachgemäßer Lagerung ist das Reagenz bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar.

Lagerung und Haltbarkeit der Arbeitslösung


10 Tage im Gerät mit Pyridoxalphosphat.
15 Tage im Gerät ohne Pyridoxalphosphat.

Uso Indicado

IL Test™ AST/GOT es para la determinación diagnóstica cuantitativa *in vitro* de aspartato aminotransferasa (AST) o Transaminasa Glutámico Oxalacético (GOT) en suero y plasma humanos utilizando los analizadores de química clínica ILab. Las medidas de AST se usan en el diagnóstico y tratamiento de ciertos tipos de enfermedades hepáticas y cardíacas. Referirse al artículo "Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests" para una recopilación de las causas que determinan un incremento o disminución de AST.

Principio/Resumen

Análisis cinético. La formulación del reactivo es equivalente a las recomendaciones de la International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).²



La velocidad de disminución de absorbancia debido a la oxidación de NADH a NAD⁺ es directamente proporcional a la actividad de AST en la muestra. La absorbancia se mide a 340 nm. La lactato deshidrogenasa (LDH) incluida en el reactivo elimina la interferencia debida al piruvato presente en el suero.

Componentes Activos en la Solución de Ensayo

| | |
|---|----------------|
| - 2-oxoglutarato | 12,0 mmol/L |
| - L-aspartato | 240 mmol/L |
| - Nicotinamida adenina dinucleósido reducido (NADH) | > 0,180 mmol/L |
| - Lactato deshidrogenasa (LDH) microbiana | > 600 U/L |
| - Malato deshidrogenasa (MDH) microbiana | > 420 U/L |
| - Tampón Tris | pH 7,7 |

Precauciones

Contiene azida de sodio (<0,1%) que puede formar azidas explosivas al contacto con las cañerías metálicas del laboratorio. Diluir con agua antes de desechar y lavar con abundante agua durante su desecho. Las cañerías metálicas deben ser descontaminadas periódicamente con hidróxido de sodio al 10%. Tratar las muestras como material potencialmente infectado por VIH o por Hepatitis B. Evítese el contacto con los ojos y la piel (S 24/25). No tirar los residuos por el desagüe (S 26). Usen indumentaria protectora adecuada (S 36). Para uso diagnóstico *in vitro*.

Preparación de los Reactivos

AST/GOT R1: Reconstituir el reactivo liofilizado con 20 mL de AST/GOT Buffer en el contenedor AST/GOT R1. Cerrar el contenedor y disolver el contenido mezclando suavemente. No se debe agitar vigorosamente ni permitir la formación de espuma. Dejar el reactivo en reposo durante 30 minutos antes de su uso. Colocar el contenedor en el plato de reactivos (ILab 900/1800; plato No. 1). NOTA: El método de referencia de IFCC recomienda el uso de piridoxalfosfato como activador. El reactivo auxiliar piridoxalfosfato (PLP) se suministra por separado (Cat. No. 0018162750). Si se utiliza éste método, agregar 1,0 mL de reactivo preparado PLP al reactivo de trabajo AST/GOT R1. AST/GOT R2: Reactivo listo para usar. Colocar el contenedor AST/GOT R2 en el plato de reactivos (ILab 900/1800; plato No. 2).

Conservación de los Reactivos Sellados

Refrigerar a 2-8°C hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Conservación y Estabilidad de los Reactivos Abiertos


10 días en el instrumento con piridoxalfosfato. 15 días en el instrumento sin piridoxalfosfato.

Utilisation

Le coffret IL Test™ AST/GOT est utilisé pour la détermination quantitative *in vitro* de l'aspartate aminotransférase (AST) ou sérum glutamate oxaloacétate transaminase (GOT) dans le sérum et le plasma sur l'analyseur ILab. Les mesures d'activité de l'AST sont utilisées pour le traitement et le diagnostic de certains types de maladies cardiaques et hépatiques. Se reporter à la publication "Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests" pour une revue des causes d'augmentations ou de diminutions de l'AST.

Principe/Condensé

Mesure en cinétique. Recommendations I.F.C.C.²



La diminution d'absorbance due à l'oxydation du NADH en NAD⁺ est directement proportionnelle à l'activité en AST du spécimen. L'absorbance est lue à 340 nm. La lactate deshydrogénase (LDH) incluse dans le réactif élimine l'interférence du pyruvate du sérum.

Composition du Melange Reactionnel

| | |
|---|----------------|
| - 2-Oxo-glutarate | 12,0 mmol/l |
| - L-aspartate | 240 mmol/l |
| - Nicotinamide-adénine-dinucleotide réduit (NADH) | > 0,180 mmol/l |
| - Lactate deshydrogénase (LDH) microbienne | > 600 U/l |
| - Malate deshydrogénase (MDH) microbienne | > 420 U/l |
| - Tampon Tris | pH 7,7 |

Précautions

Contient de l'azide de sodium (<0,1%) susceptible de former des azides explosifs avec la plomberie métallique du laboratoire. Lors du rejet des solutions dans les canalisations, rincer abondamment a l'eau courante. Les canalisations peuvent être décontaminées périodiquement avec de la soude a 10%. Manipuler les spécimens avec précaution comme s'ils étaient potentiellement infectieux (Hépatite B ou HIV). Éviter le contact avec la peau et les yeux (S24/25). Ne pas jeter les résidus à l'épout (S29). Porter un vêtement de protection approprié (S36). Ce produit est à usage diagnostique *in vitro*.

Préparation du Réactif

AST/GOT R1: Reconstituer le flacon de réactif lyophilisé AST/GOT R1 avec 20 ml de AST/GOT Buffer. Ne pas agiter violemment afin d'éviter toute formation de mousse. Laisser s'équilibrer le réactif 30 minutes avant utilisation. Le placer dans le compartiment réactif (ILab 900/1800; No. 1). Notice: La méthode de référence I.F.C.C. recommande l'utilisation du phosphate de pyridoxal (PLP) comme activateur. Le PLP (avec toutes les instructions pour la préparation du réactif) est disponible comme réactif supplémentaire (réf. 0018162750). Ajouter 1,0 ml PLP dans le réAct de travail AST/GOT R1. AST/GOT R2 : Le réactif est prêt à l'emploi. Le placer dans le compartiment réactif (ILab 900/1800; No. 2).

Conservation des Réactifs non Ouverts

Réfrigérer (2-8°C) jusqu'à la date de péremption. Vérifier la date de péremption sur l'emballage.

Conservation et Stabilité du Réactif de Travail

10 jours sur l'analyseur avec le phosphate de pyridoxal.
15 jours sur l'analyseur sans le phosphate de pyridoxal.

Indicators of Reagent Deterioration

Physical appearance: All reagents should be clear and colorless. *Control Assay:* The proper range should be obtained during a controlled assay. *Absorbance Range:* Changes in typical reagent blank absorbances may indicate reagent deterioration.

Specimens

Serum, lithium heparinized plasma. Samples should be analyzed as soon as possible after collection or stored refrigerated (2-8°C) for up to 24 hours.² Samples should be brought to room temperature and mixed before analysis.

Calibration

Enzyme activity is measured by the rate of production of a chromophore with well defined optical properties. The molar absorptivity constant of NADH is 6.3 x 10³. Maintenance of optical properties, fluidics and thermal control is critical to the accuracy of this assay. The ILab continuously monitors fluidics, thermal control and some optical parameters. Automatic daily maintenance monitors additional optical properties. Maintenance procedures are detailed in the ILab Operator's manual. Any adjustments to the ILab should be immediately followed by performance of daily maintenance and quality control procedures. Any failures in the continuous monitoring, daily maintenance or quality control procedures indicate improper system performance. Reagent blanking should be performed daily or before patient assays if the reagent is used less frequently.

Data Analysis

The ILab calculates AST activity as follows:

$$ACT_{sample} (U/L) = EF \times \Delta A \quad EF = \frac{VR}{V_s} \times \frac{1}{E} \times \frac{1}{PL} \times 10^6$$

Where
ACT = activity
EF = Enzyme factor
V_s = Total sample volume (mL)
PL = Pathlength of cuvette (cm)
* The measurement in the ILab cuvette is (0.5 cm for ILab 600 and 0.6 cm for ILab 900/1800) automatically converted to 1 cm pathlength by the ILab.

For AST/GOT in the ILab 900/1800:

$$EF = \frac{0.305}{0.025} \times \frac{1}{6.3 \times 10^3} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 1936$$

For AST/GOT in the ILab 600:

$$EF = \frac{0.194}{0.014} \times \frac{1}{6.3 \times 10^3} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 2200$$

Activity is expressed in International Units/Liter (U/L). To convert U/L to nKat/L, multiply by 16.67.³

Quality Control

Use normal and abnormal controls in accordance with good laboratory practices. Analyze at least once per day. Use at least 2 levels of IL SeraChem® controls, such as SeraChem® Level 1 (Cat. No. 0018162412) and SeraChem® Level 2 (Cat. No. 0018162512). The target values and expected range for this control materials can be found in the insert sheets. For identification and resolution of out-of-control situations, references such as Westgard *et al.*⁴ are recommended.

Anzeichen des Reagenzienzustandes

Optisches Bild: Alle Reagenzien sollten klar und farblos sein. *Qualitätskontrolle:* Die Ergebnisse von Qualitätskontrollen müssen im jeweiligen Solibereich liegen. *Absorptionsbereich:* Änderungen der typischen Absorption des Reagenzienwertes geben Hinweis auf einen verschlechterten Reagenzienzustand. Um die optimale Analysenqualität sicherzustellen, wird empfohlen täglich oder bei selten benutzten Reagenzien unmittelbar vor jeder Analyse einen Reagenzienwert zu erstellen.

Probenmaterial

Serum, Plasma (Li-Heparinat). Die Bestimmungen sollten so schnell wie möglich nach der Probenahme erfolgen. Alternativ können die Proben gekühlt (2-8°C) bis zu 24 Stunden aufbewahrt werden.² Vor Gebrauch müssen die Proben auf Raumtemperatur gebracht und gründlich durchmischt werden.

Kalibration

Diese Bestimmungsmethode muß nicht kalibriert werden, da im Reaktionsverlauf ein Chromophor mit definierten optischen Eigenschaften gebildet wird. Der Molare Extinktionskoeffizient von NADH bei 340 nm beträgt 6300. Es wird empfohlen, täglich oder bei selten benutzten Reagenzien unmittelbar vor der Analyse einen Reagenzienwert zu ermitteln.

Berechnung

Die Ergebnisse werden vom ILab-Analysensystem wie folgt berechnet:

$$Enzymaktivität_{(Probe)} (U/L) = \Delta A \times EF$$

$$EF = \frac{V_R \times 10^6}{V_s \times E \times d}$$

ΔA: gemessene Absorptionsänderung pro Minute
EF: Enzymfaktor
V_s: eingesetztes Probenvolumen (mL)
E: Extinktionskoeffizient
d: Schichtdicke der Küvette (cm)*
*Die Ergebnisse werden vom ILab-Analysensystem intern auf die verwendete Schichtdicke von 0,6 cm (ILab 900/1800) oder 0,5 cm (ILab 600)umgerechnet.

ILab 900/1800: Für diese Bestimmung der ASAT-Aktivität gilt:

$$EF = \frac{0.305 \times 10^6}{0.025 \times 6300 \times 1} = 1936$$

ILab 600: Für diese Bestimmung der ASAT-Aktivität gilt:

$$EF = \frac{0.194 \times 10^6}{0.014 \times 6300 \times 1} = 2200$$

Um von U/L auf nKat/L umzurechnen, ist mit Faktor 16,67 zu multiplizieren³.

Qualitätskontrolle

Es ist gängige Laborpraxis, die Qualität der Analyse mit Kontrollmaterialien verschiedener Konzentrationsstufen (normal und pathologisch) zu überprüfen. Mindestens einmal täglich sollte eine Richtigkeitskontrolle durchgeführt werden. Es wird empfohlen, als Kontrollmaterial IL SeraChem® Level 1 (Best.- Nr. 0018162412) und SeraChem® Level 2 (Best.- Nr. 0018162512) zu verwenden. Schwerte und Bereiche sind der jeweiligen Packungsbeilage zu entnehmen. Algorithmen zur Beurteilung der Qualitätskontrollergebnisse siehe z. B. Westgard *et al.*⁴

Indicadores de Deterioro de los Reactivos

Aspecto físico: Todos los reactivos deben ser limpios e incoloros. *Rango del control:* El control debe dar un valor dentro del rango establecido. *Rango de absorbancia:* Variaciones en los valores típicos de absorbancia del blanco de reactivo pueden indicar deterioro del reactivo.

Muestras

Suero o plasma tratada con heparina de litio. Las muestras deben ser analizadas lo más rápidamente posible luego de recogidas o almacenadas a 2-8°C por un máximo de 24 horas.² Las muestras deben ser llevadas a temperatura ambiente y homogeneizadas antes de analizarlas.

Calibración

La actividad enzimática se mide en base a la velocidad de producción de un cromóforo que posee propiedades ópticas bien definidas. El coeficiente de extinción molar del NADH es 6,3 x 10³. El control térmico y de flujos, y el mantenimiento de las propiedades ópticas son críticos para obtener la máxima exactitud en esta determinación. El ILab monitoriza constantemente los flujos, el control de temperatura y algunos parámetros ópticos. El mantenimiento automático diario monitoriza propiedades ópticas adicionales. Las tareas de mantenimiento se describen en detalle en el manual del usuario. Todo ajuste que se efectúe sobre el ILab debe ser seguido inmediatamente por las tareas diarias de mantenimiento y control de calidad. Toda falla en los procedimientos de control de calidad y de mantenimiento diario resultará en el funcionamiento inadecuado del sistema. Se recomienda medir un blanco de reactivo cada día de trabajo, o antes de analizar las muestras si el reactivo es usado menos frecuentemente.

Cómputo de los Resultados

La actividad AST se calcula en el ILab como sigue:

$$ACT_{muestra} (U/L) = EF \times \Delta A \quad EF = \frac{VR}{V_s} \times \frac{1}{E} \times \frac{1}{PL} \times 10^6$$

Donde:
ACT = Actividad
EF = Factor enzimático
V_s = Volumen total de muestra (mL)
E = Coeficiente de extinción molar.
PL = Paso de la cubeta (cm)*
* La medida efectuada en cubeta de 0,6 cm (ILab 900/1800) o de 0,5 cm (ILab 600) es automáticamente convertida a paso de cubeta de 1,0 cm por el ILab.

Para AST/GOT en el ILab 900/1800:

$$EF = \frac{0.305}{0.025} \times \frac{1}{6.3 \times 10^3} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 1936$$

Para AST/GOT en el ILab 600:

$$EF = \frac{0.194}{0.014} \times \frac{1}{6.3 \times 10^3} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 2200$$

La actividad se expresa en Unidades Internacionales /Litro (U/L) Para convertir U/L a nKat/L, multiplicar por 16,67.³

Control de Calidad

Se recomienda el uso de controles normales y anormales en concordancia con las prácticas aceptadas de laboratorio. Comprobar el control al menos una vez por día. Usarse por lo menos dos niveles de controles IL SeraChem®, tales como SeraChem® Level 1 (Cat. No. 0018162412) y SeraChem® Level 2 (Cat. No. 0018162512). Ver los valores y los rangos esperados en los folletos adjuntos. Para la identificación y resolución de valores que estén fuera del rango de aceptación, se recomienda la consulta de la publicación de Westgard *et al.*⁴

Interferences

ILab 600: No interference from lipemia up to sample absorbance of 5.0/cm at 660 nm (970 mg/dL triglycerides). No interference up to 70 mg/dL (0,042 mmol/L) hemoglobin. No interference up to 30 mg/dL (510 µmol/L) bilirubin. ILab 900/1800: No interference from lipemia up to sample absorbance of 1,8/cm at 660 nm. No interference up to 125 mg/dL (0,075 mmol/L) hemoglobin. No interference up to 20 mg/dL (340 µmol/L) bilirubin. For a comprehensive review of interfering substances, refer to the publication by Young.⁵

Reference Range

Males: 15 to 48 U/L (250 - 800 nKat/L).⁶ Females: 9 to 36 U/L (150 - 600 nKat/L).⁶ These reference ranges assume the use of PLP. IL recommends that each laboratory establish its own reference range since ranges may vary with age, diet, gender, and geographical area.

Precision

The coefficient of variation (3 samples/run, 20 runs) for a sample with 20 U/L AST should not be greater than 5% within run and 7% total. Typical precision results obtained according to NCCLS protocol:⁷

| ILab 600 | Samples/Runs | Mean (U/L) | CV (%) | Mean (U/L) | CV (%) |
|---------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
| Within Run | 3/20 | 25 | 2.3 | 52 | 1.0 |
| Total | 3/20 | 25 | 3.8 | 52 | 1.2 |
| ILab 900/1800 | | | | | |
| Within Run | 3/20 | 13 | 3.8 | 50 | 1.3 |
| Total | 3/20 | 13 | 4.3 | 50 | 1.5 |

Method Comparison

| | ILab 600 | ILab 900/1800 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Comparison Method (x) | same reagent | IFCC Reagent |
| Comparison Instrument | ILab 900 | Monarch 37 °C |
| Slope | 1.065 | 0.949 |
| y intercept | 0.10 | 5.24 |
| Range (U/L) | 14 - 2377 | 5 - 279 |
| Mean x (U/L) | 97 | 61 |
| Mean y (U/L) | 103 | 62 |
| r | 0.998 | 0.997 |
| SE | 20.40 | 5.78 |
| n | 115 | 100 |

Linearity

| | | Linearity range (U/L) | Linearity range (nKat/L) |
|---------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ILab 600 | no rerun with rerun | 3 - 400 3 - 4000 | 50 - 6668 50 - 66680 |
| ILab 900/1800 | no rerun with rerun | 3 - 400 3 - 1000 | 50 - 6668 50 - 16670 |

Sensitivity

| | ILab 600 | ILab 900/1800 |
|-----------------------------|----------|---------------|
| mAbs change per min per U/L | 0.44 | 0.51 |

Minimum Detection Limit

All ILab models: 2 U/L (33 nKat/L).

Uso
Il reagente IL Test™ AST viene impiegato per la determinazione quantitativa *in vitro* dell'aspartato aminotransferasi (AST; nota anche come transaminasi glutamico ossalacetica o GOT) nel siero e plasma sui Sistemi per Chimica Clinica iLab. Il dosaggio dell'aspartato aminotransferasi è utilizzato nella diagnosi e nel trattamento di alcune patologie epatiche e dei disturbi cardiaci. Fare riferimento all'articolo pubblicato su Clinical Chemistry "Effects of Diseases on Clinical Laboratory Tests," per un riepilogo delle cause che determinano aumenti o diminuzioni della AST.

Principio
Analisi cinetica. IL reagente è formulato secondo le raccomandazioni della Federazione Internazionale di Chimica Clinica (IFCC)².

L-aspartato + 2-ossoglutarato $\xrightarrow{\text{AST}}$ ossaloacetato + L-glutamato

ossaloacetato + NADH + H⁺ $\xrightarrow{\text{MDH}}$ L-malato + NAD⁺

La diminuzione di assorbanza dovuta all'ossidazione di NADH a NAD⁺ è proporzionale all'attività dell'AST nel campione. Le assorbanze vengono lette a una lunghezza d'onda di 340 nm. La lattato deidrogenasi inclusa nel reagente elimina le interferenze da piruvato.

Componenti Reattivi della Miscela di Reazione

| | |
|---|----------------|
| - 2-ossoglutarato | 12,0 mmol/L |
| - L-aspartato | 240 mmol/L |
| - nicotinamide adenin dinucleotide ridotto (NADH) | > 0,180 mmol/L |
| - malato deidrogenasi (MDH) (batterico) | > 420 U/L |
| - lattato deidrogenasi (LDH) (batterico) | > 600 U/L |
| - Tampone Tris | pH 7,7 |

Precauzioni
Contiene sodio azide (< 0,1%) che può formare composti esplosivi con le tubazioni metalliche del laboratorio. Diluire con acqua prima dello smaltimento. Far scorrere abbondantemente l'acqua nelle tubazioni dopo lo smaltimento delle soluzioni. Le tubazioni metalliche devono essere periodicamente decontaminate con soluzione di idrossido di sodio al 10%. Tutti i campioni devono essere trattati come materiale potenzialmente infetto da HIV o Epatite B. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle (S 24/25). Non gettare i residui nelle fognature (S 29). Usare indumenti protettivi adatti (S 36). Questo prodotto è per uso diagnostico *in vitro*.

Preparazione del Reagente
AST/GOT R1: ricostruire il reagente liofilo nel contenitore AST/GOT R1 con 20 mL di AST/GOT Buffer. Richiudere ed agitare delicatamente per evitare la formazione di schiuma. Attendere 30 minuti prima dell'uso. Porre il contenitore sul piatto portareagenti (iLab 900/1800; piatto n° 1).
Metodo di riferimento I.F.C.C. raccomanda l'uso del piridossalfosfato come attivatore. Il piridossalfosfato (PLP) è disponibile come reagente ausiliario (Codice 0018162750). Per usare questo metodo aggiungere 1 mL di PLP al reagente AST/ GOT R1.
AST/GOT R2: il reagente è pronto all'uso. Porre il contenitore sul piatto (iLab 900/1800; piatto n° 2).

Conservazione del Reagente Sigillato
Refrigerare a 2-8°C fino alla scadenza.
Fare riferimento alla data di scadenza riportata sulla confezione.

Conservazione e Stabilità della Soluzione di Lavoro
10 giorni sullo strumento con piridossalfosfato.
15 giorni sullo strumento senza piridossalfosfato.

Indicatori del Deterioramento del Reagente
Aspetto fisico: tutti i reagenti devono essere limpidi e incolore.
Valore dei controlli: i controlli devono dare un valore all'interno dell'intervallo stabilito.
Range di assorbanza: variazioni nell'assorbanza del bianco reagente possono indicare un deterioramento del reagente.

IL Test™ AST/GOT - 0018252440

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Αναθεώρηση εσωκλείστου 05/2003

CE

CE

Για την τρέχουσα αναθεώρηση αυτού του εσωκλείστου στα Ελληνικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της IL.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια (S24/S25).
Μην απορριπτετε στην αποχέτευση (S29).
Φοράτε τα κατάλληλα προστατευτικά ενδύματα (S36).

Το προϊόν προορίζεται για διαγνωστική χρήση *in vitro*.

Campioni
Siero, plasma litio eparinato.
I campioni devono essere analizzati il più presto possibile dopo la raccolta o conservati refrigerati (2-8°C) per un massimo di 24 ore.² I campioni devono essere portati a temperatura ambiente e miscelati prima dell'analisi.

Calibrazione
Non esistono standard primari di calibrazione. L'attività dell'enzima viene misurata in base alla formazione di un cromoform con proprietà ottiche ben definite. Il coefficiente di estinzione molare del NADH è 6,3 x 10⁶. Le proprietà ottiche, la fluidica e la temperatura sono fattori critici per l'accuratezza del dosaggio. Il sistema iLab esegue per questo un monitoraggio continuo della fluidica, della temperatura e di alcuni parametri ottici. La manutenzione giornaliera automatica comprende un monitoraggio di ulteriori caratteristiche ottiche. Gli interventi di manutenzione sono descritti in dettaglio nel manuale d'uso. Ad ogni eventuale modifica apportata al sistema deve far seguito la messa in atto di procedure di manutenzione giornaliera e di controllo qualità. Qualsiasi anomalia nel monitoraggio continuo, nella manutenzione giornaliera o nelle procedure di controllo qualità, è segno di un inadeguato funzionamento del sistema. Si raccomanda di determinare il bianco del reagente ogni giorno o comunque prima dell'analisi sul campione se la frequenza di utilizzo del reattivo fosse più ridotta.

Dati di Analisi
L'attività enzimatica dell'AST nel campione viene calcolata dall'iLab come segue:
$$ATT_{\text{campione}} \text{ (U/L)} = FE \times \Delta A \quad FE = \frac{VR}{V_s} \times \frac{1}{E} \times \frac{1}{PL} \times 10^6$$

Dove: ATT = Attività
ΔA = Δ dell'assorb, per minuto a 340 nm
V_s = Volume totale della reazione (mL)
E = Coefficiente di estinzione molare
PL = Cammino ottico della cuvetta (cm)
*iLab converte automaticamente a 1,0 cm il cammino ottico reale della cuvetta (iLab 900/1800: 0,6 cm, iLab 600: 0,5 cm).

Per l'iLab 900/1800:
$$FE = \frac{0,305}{0,025} \times \frac{1}{6,3 \times 10^6} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 1936$$

Per l'iLab 600:
$$FE = \frac{0,194}{0,014} \times \frac{1}{6,3 \times 10^6} \times \frac{1}{1} \times 10^6 = 2200$$

L'attività è espressa in Unità Internazionali/Litro (U/L).
Per convertire U/L in nKat/L moltiplicare per 16,67.³

Controllo Qualità
Effettuare almeno due livelli di controllo, di matrice simile ai campioni che vengono analizzati. Per una corretta pratica di laboratorio, analizzare i controlli almeno una volta al giorno. Utilizzare SeraChem® Level 1 (Codice 0018162412) e SeraChem® Level 2 (Codice 0018162512). I valori attesi per questi materiali di controllo sono reperibili sui relativi fogli illustrativi. Per l'identificazione e la soluzione di situazioni anomale, si raccomanda di fare riferimento a studi come quello di Westgard *et al.*⁴

Interferenze
iLab 600: Nessuna interferenza da lipemia fino a valori di assorbanza del campione di 5,0/cm a 660 nm (970 mg/dL trigliceridi). Nessuna interferenza fino a 70 mg/dL (0,042 mmol/L) di emoglobina. Nessuna interferenza fino a 30 mg/dL (510 μmol/L) bilirubina.
iLab 900/1800: Nessuna interferenza da lipemia fino ad assorbanze del campione di 1,8/cm at 660 nm. Nessuna interferenza da bilirubina fino a 20 mg/dL (340 μmol/L). Nessuna interferenza da emoglobina fino a 125 mg/dL (0,075 mmol/L).
Per un esame completo delle sostanze che provocano interferenze, fare riferimento alla pubblicazione di Young.⁵

Valori di Riferimento

Uomini: 15 - 48 U/L (250 - 800 nKat/L).⁶
Donne: 9 - 36 U/L (150 - 600 nKat/L).⁶
I valori di riferimento considerano l'uso di piridossalfosfato. IL raccomanda che ogni laboratorio definisca i propri valori di riferimento poiché questi possono variare in rapporto all'età, all'alimentazione, al sesso e all'area geografica.

Precisione

Il coefficiente di variazione (3 campioni/run, 20 runs) per un campione con una attività di AST di 20 U/L non dovrebbe essere superiore al 5% nel run ed al 7% totale. Risultati di precisione ottenuti secondo il protocollo NCCLS.⁷:

| iLab 600 | Campioni/Runs | Media (U/L) | CV (%) | Media (U/L) | CV (%) |
|----------|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| Nel Run | 3/20 | 25 | 2,3 | 52 | 1,0 |
| Totale | 3/20 | 25 | 3,8 | 52 | 1,2 |

iLab 900/1800

| | | | | | |
|---------|------|----|-----|----|-----|
| Nel Run | 3/20 | 13 | 3,8 | 50 | 1,3 |
| Totale | 3/20 | 13 | 4,3 | 50 | 1,5 |

Correlazione

| | iLab 600 | iLab 900/1800 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|
| Metodo di correlazione(x) | Stesso reagente | Reagente IFCC |
| Strumento di correlazione | iLab 900 | Monarch 37 °C |
| Slope | 1,065 | 0,949 |
| Intercetta (y) | 0,10 | 5,24 |
| Intervallo di riferimento (U/L) | 14 - 2377 | 5 - 279 |
| Media x (U/L) | 97 | 61 |
| Media y (U/L) | 103 | 62 |
| r | 0,998 | 0,997 |
| SE | 20,40 | 5,78 |
| n | 115 | 100 |

Linearità

| | Range di linearità (U/L) | Range di linearità (nKat/L) |
|---------------|---|-----------------------------|
| iLab 600 | senza "rerun" 3 - 400 con "rerun" 3 - 4000 | 50 - 6668 50 - 66680 |
| iLab 900/1800 | senza "rerun" 3 - 400 con "rerun" 3 - 1000 | 50 - 6668 50 - 16670 |

Sensibilità

| | iLab 600 | iLab 900/1800 |
|---|----------|---------------|
| cambio di milliAbs per minuto per 1 U/L | 0,44 | 0,51 |

Limite Minimo Rilevabile

Tutti i sistemi iLab : 2 U/L (33 nKat/L).

References / Literatur / Bibliografia / Bibliographie / Bibliografia / Βιβλιογραφία

- Friedman R., Young D.S., Effects of Disease on Clinical Laboratory Tests, AACCPress, Washington, D.C., 1989.
- Bergmeyer H.U., *et al.*, "Approved Recommendations on IFCC Methods for the Measurements of Catalytic Concentrations of Enzymes, Part 2, IFCC Method for Aspartate Aminotransferase", *J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, 24:481, 1986.
- Lippert H., and Lehmann H.P., SI Units in Medicine, Urban and Schwarzenberg, Baltimore, 1978, p.86.
- Westgard J. and Barry P., Cost-Effective Quality Control: Managing the Quality and Productivity of Analytical Processes, AACCPress, Washington, D.C., 1986.
- Young D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACCPress, Washington, D.C., 1990.
- Tietz N., Clinical Guide to Laboratory Tests, W.B. Saunders Company, Philadelphia, PA., 1990, pp 78.
- Document EP3-T: "Guidelines for Manufacturers for Establishing Performance Claims for Clinical Chemical Methods, Replication Experiment Evaluation", National Committee for Clinical Laboratory Standards, Villanova, PA, 1982.

iL Test™, SeraChem® are trademarks of Instrumentation Laboratory Company.

IVD

In Vitro Diagnostic Medical Device
Dispositivo medico-diagnostico in vitro
In Vitro Diagnostikum
Producto sanitario para diagnóstico in vitro
Dispositif medical de diagnostic- que in vitro
Προϊόν για διαγνωστική χρήση *in vitro*

LOT

Batch code
Codice del lotto
Chargenbezeichnung
Codigo de lote
Code du lot
Αρ. Παρτίδας

Use by
Utilizzare entro
Verwendbar bis
Fecha de caducidad
Utiliser jusque
Χρήση έως

Temperature limitation
Limite di temperatura
Zulässiger Temperaturebereich
Limite de temperatura
Limites de température
Περιορισμοί θερμοκρασίας

Consult instructions for use
Consultare le istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung beachten
Consulte las instrucciones de uso
Consulter les instructions d'utilisation
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Manufacturer
Fabbricante
Hersteller
Fabricante
Fabricant
Κατασκευαστής

| iLab 600 Test Parameters | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Photometric Test Parameters | | Serum |
| Test No. | | 31 |
| Test Name, Test Code | | AST/GOT, AST |
| Sample Type | | Serum |
| Reporting Unit, Decimal Points | | U/L (nKat/L), 0 (0) |
| Reaction Cycle | | Standard |
| Twin Analysis | | OFF |
| Methodology Type, Measuring Point | | Rate, 20/27 |
| Photometric Methodology | | 1 Wavelength |
| Primary/Secondary Wavelength | | 340 |
| Sampling Conditions | | |
| Sampling 1 | Sample Vol. | 14 |
| | Sample/Diluent Vol. | 0/0 |
| Sampling 2 | Sample Vol. | 7 |
| | Sample/Diluent Vol. | 0/0 |
| Sampling 3 | Sample Vol. | 14 |
| | Sample/Diluent Vol. | 10/90 |
| Sampling 4 | | *** |
| Diluent Code | | Water |
| Diluent Warning Limit | | N/A |
| First Run | | Sampling 1 |
| Below/Above Normal Range | | *** |
| Panic L | | *** |
| Panic H | | Sampling 2 |
| Noise | | *** |
| Prozone | | N/A |
| HIGH!, ABS! | | Sampling 3 |
| Reagent Volumes | | |
| R1 | Code | 01311 |
| | Rgt/Dil. Vol., Stirring | 70/75, ON |
| | Low Vol. Warning Limit | *** |
| | Stability (days) | 10 |
| R2 | Code | 01312 |
| | Rgt/Dil. Vol., Stirring | 35/0, ON |
| | Low Vol. Warning Limit | *** |
| | Stability (days) | 10 |


| Ranges and Evaluation Criteria | Serum |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Normal Range-Male | 15 - 48 (250 - 800) |
| Normal Range-Female | 9 - 36 (150 - 600) |
| Normal Range-Other | ** |
| Valid Range | 3 - 400 (50 - 6668) |
| Hemolysis/Icterus/Lipemia Limit | *** |
| Reaction Slope | Negative |
| Absorbance Limit | Below, 1000 |
| Prozone Limit | N/A |
| Non Linear Limit | 50 |
| Slope/Intercept Correction | 1/0 |
| Qualitative Report | OFF |
| Calibration Conditions | |
| Calibration | Factor: -2.200 (-36.7), 3 Reps |
| Stability (days) | N/A |
| Calibrator, Concentration | N/A |
| R-Blank Limit (mAbs) | 0 |
| Cal. Reps Range (%) | N/A |
| Min. Cal. Response (mAbs) | N/A |
| Cal. Factor Change (%) | N/A |
| M-Point Curve Fit (%) | N/A |
| Reagent Blank | ON |
| Auto R-Blank by Bottle | ON |

* Lot dependent - see package insert
** Operator definable
***Optional
N/A Not applicable to this test

| iLab 900/1800 Test Parameters | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------|
| Test Name | [AST] | | | |
| Bar code | [0131] | | | |
| Measuring method | [Rate] | | | |
| Calibration method | [Inst.Const.] | | | |
| Unit | [U/L] nKat/L | | | |
| Measuring points | [20] | [30] | [] | [] |
| Photometric method | [Single] | | | |
| Wavelength 1,2,3 | [340] | [] | [] | |
| Sample Vol. N, D, I | [25] | [10] | [30] | |
| R1V-Stir Mode [Dil.] | [110] | [Yes] | [120] | |
| R2V-Stir Mode [Nor.] | [50] | [Yes] | [] | |
| No. decimal points | [0] | | | |
| Sample type | [Serum] | | | |
| Normal range | MALE L-H | [15] 250 | [48] 800 | |
| | FEMALE L-H | [9] 150 | [36] 600 | |
| Valid range LL-HH | [3] 50 | [400] 6668 | | |
| Correction const. 1, 2 | [1.0] | [0.0] | | |
| W1-Abs Inc/Dec, Limit | [Dec] | [1000] | | |
| Hemolysis limit | [+] | | | |
| Icteric limit | [+] | | | |
| Lipemic limit | [+] | | | |
| Calib. Replicates | [4] | | | |
| Replicates, Sens. Limit *** | [2500] | [0.0] | | |
| Slope-Offset limits *** | [999] | [2500] | | |
| Partner Test, Const. | [++] | [++] | | |
| Prozone Judge, Limit | [++] | [++] | | |

K1 (Slope) constant [-1.936] -32.3

*** Operator definable data
+ See the interference section of the insert sheet
++ Not applicable to this method

| | | | |
|--|------|--|--------|
| Doc. code: | Rev. | Doc. Type | CO N° |
| I00018252406 | 1 | D17 | I01139 |
| Title: | | | |
| Artwork inserto stampato AST/GOT | | | |
| Product | | Product p/n | |
| ALT/GPT | | 0018252440 | |
| Insert Sheet p/n: | | Paper spec's | |
| 00018252406 | | White paper, 50-60 g/m² weight | |
| DIMENSIONS | | | |
| 297 x 420 mm (11.7 x 16.5 inches) | | | |
| COLORS PANTONE: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> BLACK | | PER LA STAMPA IN QUADRICROMIA I PANTONI INDICATI SONO SOLO A SCOPO DI RIFERIMENTO. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> GREEN 382 | | | |
| <input type="checkbox"/> ORANGE 151 | | | |
| <input type="checkbox"/> RED 032 | | | |
| <input type="checkbox"/> BLUE 072 | | | |
| ATTENZIONE! | | | |
| Materiale di proprietà della IL S.p.A. che non deve essere assolutamente modificato o danneggiato. | | | |
| <div><div></div><div>Instrumentation Laboratory Instrumentation Laboratory S.p.A. Viale Monza 338 - 20128 Milano Via 327a, 11 - Zona Industriale Campolungo - 63100 Ascoli Piceno (Italia)</div></div> | | | |